

Foxg1 토끼 다클론 항체 - P55316

품목 번호: CM0024365



소개

FOXG1 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트에서 FOXG1을 검출합니다. 뇌 발달 및 전사 억제 연구에 필수적인 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXG1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	BF1; BF2; QIN; FK2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
종	사람
유전자ID (사람)	2290
유전자ID	2290
면역원	사람 FOXG1 (NP_005240.3)의 아미노산 400-489 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P55316
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백