


Foxl2 토끼 Pab, Wb·if-P·elisa용 - P58012

품목 번호: CM0020758



소개

웨스턴 블롯팅(WB), 면역형광(IF-P), ELISA에서 검증된 FOXL2 토끼 다클론 항체(PAb)를 만나보세요. 난소 발달에 필수적인 핵 전사인자이자 고환 결정화 억제인자인 인간, 마우스, 랫트 FOXL2와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOX L2 토끼 pAb
비고/별칭	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
종	인간
인간 GeneID	668
GeneID	668
면역원	인간 FOXL2 (NP_075555.1)의 아미노산 300-376 위치 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P58012
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩