

Wb, If/Icc, Elisa용 Foxo4 토끼 다클로날 항체 - P98177

품목 번호: CM0024954



소개

사람, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 FOXO4 토끼 다클로날 항체입니다. 인슐린 신호 전달, 세포 주기 조절 및 전사 인자 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXO4 Rabbit pAb
비고/별칭	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4303
GeneID	4303
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P98177
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백