

Wb, Ihc-P, Elisa용 Foxp1 토끼 다클로날 항체 - Q9H334

품목 번호: CM0017886



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 적합한 FOXP1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트의 내인성 FOXP1을 검출합니다. 전사 조절, 면역학 및 줄기세포 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	FOXP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MFH; QRF1; I2CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	27086
GeneID	27086
면역원(Immunogen)	인간 FOXP1 (NP_116071.2)의 아미노산 550-677에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q9H334
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스백