

Ihc-P 및 Elisa용 Foxp3 토끼 단일클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0005000



소개

이 FOXP3 토끼 단일클론 항체는 IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와의 교차 반응성을 나타냅니다. 조절 T세포 기능 및 면역 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXP3 Rabbit mAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	50943
GeneID	50943
면역원	사람 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백