

Foxp3 토끼 Pab, Wb·elisa용 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0028946



소개

인간 FOXP3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 아미노산 206-300을 표적으로 하는 재조합 면역원을 사용했습니다. Treg 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXP3 토끼 pAb
비고 / 별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
종	인간
유전자ID	50943
면역원	인간 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 206-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩