

If-P, Ihc-P, Elisa용 Fshb 토끼 단일클론 항체 - P01225

품목 번호: CM0010310



소개

IF-P, IHC-P, ELISA용 FSHB 토끼 단일클론 항체를 검증합니다. 인간, 마우스, 랫트 FSHB와 교차 반응합니다. 난포 자극 호르몬 베타 소단위체를 표적으로 하여, 난포 발달 및 정자 형성에 관한 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FSHB Rabbit mAb
비고/별칭	HH24
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2488
GeneID	2488
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 FSH 알파/베타(NP_000726.1/NP_000501.1)의 아미노산 25-116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P01225
단백질 분자량	15 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)