


Fsp1/S100A4 토끼 다클론 항체 - P26447

품목 번호: CM0019867



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 FSP1/S100A4 토끼 다클론 항체입니다. 세포 운동성, 세포사멸 및 암 전이 연구에 관여하는 칼슘 결합 단백질인 인간 및 마우스 S100A4를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FSP1/S100A4 토끼 다클론 항체
비고/별칭	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
종	인간
유전자 ID (인간)	6275
유전자 ID	6275
면역원	재조합 단백질 인간 FSP1/S100A4의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002952.1).
소스	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P26447
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스팩