

Ftcd 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - O95954

품목 번호: CM0007577

소개

인간 FTCD에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응하며; 엽산 대사 및 세포골격 조직 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FTCD 토끼 mAb
비고/별칭	LCHC1; FTCD
종	인간
GeneID (인간)	10841
GeneID	10841
면역원	인간 FTCD (NP_006648.1)의 아미노산 320-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95954
단백질 분자량	59kDa
배송 방법	아이스 팩