


Ftmt 토끼 다클로날 항체 (미토콘드리아 페리틴) - Wb, Elisa - Q8N4E7

품목 번호: CM0016791



소개

사람 미토콘드리아 페리틴(FTMT)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 철 대사, 미토콘드리아 기능 및 산화 스트레스 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FTMT 토끼 pAb
비고/별칭	MTF; FTMT
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	94033
면역원(Immunogen)	사람 FTMT (NP_803431.1)의 아미노산 183-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q8N4E7
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)