

Wb, Ihc-P, Elisa용 Fuca2 토끼 다클론 항체 - Q9Bty2

품목 번호: CM0017024

소개

인간 혈장 알파-L-푸코시다제(FUCA2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 당단백질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FUCA2 토끼 pAb
비고/별칭	dJ20N2.5; FUCA2
종	인간
GeneID	2519
면역원	인간 FUCA2(NP_114409.2)의 아미노산 118-467에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BTY2
단백질 중량	54kDa
배송	아이스팩