

Fuk Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8N0W3

품목 번호: CM0024549

소개

인간 L-푸코스 키나제(FUK)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차 반응. 푸코스 재활용 경로 연구 및 당화 장애 연구에 유용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUK Rabbit pAb
비고/별칭	FUK; CDGF2; I110046B12Rik
종	인간
유전자 ID (인간)	197258
유전자 ID	197258
면역원	인간 FUK (NP_659496.2)의 아미노산 795-1084에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N0W3
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백