

Fut3 Rabbit Polyclonal Antibody (Fuct-Iii) For Wb And Elisa - P21217

품목 번호: CM0016619

소개

인간 FUT3 (Fucosyltransferase 3)에 대한 토끼
폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 쥐와 교차
반응함. 루이스 혈액형 항원 연구 및
글리코실트랜스퍼라제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FUT3 Rabbit pAb
비고/별칭	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
종	인간
GeneID (Human)	2525
GeneID	2525
면역원	인간 FUT3 (NP_000140.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P21217
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백