


Fxr1 토끼 다클론 항체 - P51114

품목 번호: CM0019683



소개

인간 FXR1(P51114)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. mRNA 번역 조절, 신경 발생 및 근육 발달 연구에 유용합니다. 예측 분자량: 70 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FXR1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
종	인간
GeneID (인간)	8087
GeneID	8087
면역원	인간 FXR1(NP_001013456.1)의 310-539번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51114
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩