

Fyn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

품목 번호: CM0021486



소개

인간 Fyn(P06241)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC, IF/ICC, ELISA에서 테스트되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 Fyn을 인식합니다. Fyn은 세포 신호 전달, 면역 반응 및 신경 기능에 관여하는 Src 패밀리 비수용체 티로신 키나제입니다. 종양학 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Fyn Rabbit pAb
비고/별칭	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
종	인간
GeneID (인간)	2534
GeneID	2534
면역원	인간 Fyn (NP_002028.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P06241
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩