


Gaa Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P10253

품목 번호: CM0002218



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-GAA 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 리소좀 알파-글루코시다제(P10253)를 표적으로 하며, 당원 분해에 필수적입니다. 폼페이병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAA Rabbit mAb
비고/별칭	LYAG; GAA
종	인간
GeneID (Human)	2548
GeneID	2548
면역원	합성 펩타이드 인간 GAA (P10253)의 아미노산 100-200 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10253
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백