

Gaba 트랜스아미나제 (Abat) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P80404

품목 번호: CM0004630

소개

인간 GABA 트랜스아미나제 (ABAT)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (아미노산 1-100). 신경전달물질 분해 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABA 트랜스아미나제 (ABAT) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
종	인간
유전자ID (인간)	18
유전자ID	18
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P80404
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백