

Gabbr1 Rabbit Pab - Q9Ubs5

품목 번호: CM0016158



소개

인간 γ -아미노낙산 B형 수용체 서브유닛 1 (GABBR1)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 사용. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 억제성 시냅스 전달에 대한 신경과학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GABBR1 Rabbit pAb
비고/별칭	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
종	인간
GeneID	2550
면역원	인간 GABBR1 (NP_068703.1)의 아미노산 200-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UBS5
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백