


Galectin 3/Lgals3 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용) - P17931

품목 번호: CM0002544



소개

인간 Galectin-3 (LGALS3, MAC2)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 염증, 암 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Galectin 3/LGALS3 토끼 mAb
비고/별칭	L3I; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3958
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Galectin 3/LGALS3 (P17931)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)