

## Galns 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P34059

품목 번호: CM0023219



### 소개

GALNS 토끼 다클론 항체는 재조합 인간 GALNS에 대해 생성된 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 GALNS를 검출하며 리소좀 축적병 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | GALNS 토끼 다클론 항체                                         |
| 비고/별칭       | GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS                     |
| 종           | 인간                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 2588                                                    |
| 유전자 ID      | 2588                                                    |
| 면역원         | 인간 GALNS (NP_000503.1)의 아미노산 27-307 위치 서열에 해당하는 재조합 단백질 |
| 생산원         | 토끼                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                  |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                 |
| SWISS       | P34059                                                  |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                   |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                   |