


Wb, Elisa용 Galt 토끼 단일클론 항체 - P07902

품목 번호: CM0002659



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 GALT 토끼 단일클론 항체입니다. 갈락토오스 대사에 필수적인 인간 갈락토오스-1-인산 우리딜릴트랜스퍼라제를 타겟으로 합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GALT Rabbit mAb
비고/별칭	GALT
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2592
GeneID	2592
면역원(Immunogen)	인간 GALT (P07902)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P07902
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)