


Gamt 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q14353

품목 번호: CM0030924



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 GAMT 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 GAMT와 반응합니다. 크레아틴 합성의 핵심 효소인 구아니디노아세테이트 N-메틸트랜스퍼라제를 표적으로 하며, 대사 장애 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GAMT 토끼 pAb
비고/별칭	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
종	인간
유전자 ID (인간)	2593
유전자 ID	2593
면역원	인간 GAMT(NP_000147.1)의 아미노산 1-236번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14353
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩