

Gas2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43903

품목 번호: CM0015327

소개

GAS2 토끼 pAb는 WB, IHC-P, ELISA에서 성장 정지 특이 단백질 2를 검출하며 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 재조합 면역원은 35kDa 밴드를 생성합니다. 세포골격 및 청각 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GAS2 토끼 pAb
비고/별칭	GAS-2; GAS2
종	인간
유전자ID (인간)	2620
유전자ID	2620
면역원	인간 GAS2 (NP_005247.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43903
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스백