


Gata1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P15976

품목 번호: CM0014921



소개

인간 GATA1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 주요 적혈구 전사 인자입니다. 웨스턴 블롯에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 적혈구 생성 및 헤모글로빈병증 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GATA1 Rabbit pAb
비고/별칭	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
종	인간
GeneID (Human)	2623
GeneID	2623
면역원	인간 GATA1 (NP_002040.1)의 아미노산 55-155에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	마우스
SWISS	P15976
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백