

Gbf1 Rabbit Pab - Q92538

품목 번호: CM0030798

소개

사람 GBF1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 GBF1을 검출하며, 이는 COPI 소포 운송 및 골지체 조립에 관여하는 골지체 특이적 브레펠딘 A 저항성 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8729
GeneID	8729
면역원	사람 GBF1 (NP_004184.1)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q92538
단백질 분자량	206kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)