


Wb, Ihc-P, Elisa용 Gbp1 토끼 단일클론 항체 - P32455

품목 번호: CM0003204



소개

사람 GBP1에 특이적인 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 GBP1을 검출합니다. 선천성 면역, 오토파지, 및 전염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	GBP1; guanylate-binding protein 1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2633
GeneID	2633
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 GBP1 (P32455)의 아미노산 493-592 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P32455
단백질 분자량(Protein Weight)	68 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)