


Wb, Elisa용 Gbp1 토끼 다클로날 항체 - P32455

품목 번호: CM0026679



소개

CamelBio의 GBP1 토끼 다클로날 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 용도로 설계되었습니다. 이 항체는 선천성 면역 및 병원체 방어에 관여하는 주요 인터페론 유도성 GTPase인 인간 구아닐레이트 결합 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	GBP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2633
GeneID	2633
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 GBP1 (NP_002044.2)의 아미노산 383-592에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P32455
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)