


Gcn2 Rabbit Mab - Q9P2K8

품목 번호: CM0007361



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 GCN2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 번역 및 통합 스트레스 반응을 조절하는 대사 스트레스 센서인 eIF-2-alpha kinase GCN2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GCN2 Rabbit mAb
비고/별칭	GCN2; PVOD2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	440275
GeneID	440275
면역원	제조합 단백질; 사람 GCN2 (NP_001013725.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9P2K8
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백