


Wb 및 Elisa용 Gemin7 토끼 다클론 항체 - Q9H840

품목 번호: CM0015950



소개

인간 GEMIN7(SIP3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. snRNP 조립, pre-mRNA 스플라이싱 및 SMN 복합체 기능 연구에 유용합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GEMIN7 토끼 pAb
비고/별칭	SIP3; GEMIN7
종	인간
GeneID(인간)	79760
GeneID	79760
면역원	인간 GEMIN7(NP_078983.1)의 아미노산 1-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H840
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백