


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ggt1 토끼 다클론 항체 - P19440

품목 번호: CM0022879



소개

인체 GGT1(감마-글루타밀트랜스퍼라제 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 글루타치온 대사 및 류코트리엔 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GGT1 토끼 pAb
비고/별칭	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
종	인체
유전자 ID (인체)	2678
유전자 ID	2678
면역원	인체 GGT1의 아미노산 370-569 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_038265.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P19440
단백질 무게	61KDa/39KDa/24KDa
배송	아이스팩