

GL7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Yw00

품목 번호: CM0021215

소개

벼 GL7 단백질(Q6YW00, ~104 kDa)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 대해 검증되었으며, 쌀에서 특이적 반응성을 보입니다. 식물 생물학 및 작물 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GL7 Rabbit pAb
비고/별칭	GL7
종	벼 (Oryza sativa)
유전자 ID	4343837
면역원	재조합 단백질 벼 GL7(Oryza sativa GL7)의 아미노산 444-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q6YW00).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	벼 (Oryza sativa)
SWISS	Q6YW00
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백