


Glb1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P16278

품목 번호: CM0022211



소개

인간 베타-갈락토시다제(GLB1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 리소좀 저장병 및 엘라스토크제 생성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GLB1 Rabbit pAb
비고/별칭	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	2720
면역원(Immunogen)	인간 GLB1 (NP_000395.3)의 아미노산 329-677에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P16278
단백질 분자량	76 kDa
배송(Shipping)	아이스백