

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Gli1 토끼 단일클론 항체 - P08151

품목 번호: CM0007617



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 GLI1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐(rat) GLI1과 반응하며, 면역원은 N-말단 아미노산 1-233을 포함합니다. 암 및 발달 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLI1 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
종	인간
유전자 ID (인간)	2735
유전자 ID	2735
면역원	인간 GLI1의 아미노산 1-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 (NP_005260.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P08151
단백질 무게	118kDa
배송	아이스팩