


Gli3 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P10071

품목 번호: CM0009355



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 고품질 Gli3 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었으며 헤지호그 신호전달 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Gli3 토끼 mAb
비고/별칭	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
종	인간
GeneID (인간)	2737
GeneID	2737
면역원	인간 Gli3(P10071)의 아미노산 1301-1580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10071
단백질 분자량	170kDa
배송	아이스 팩