


Glut3/Slc2A3 토끼 다클론 항체(Pab) - P11169

품목 번호: CM0024987



소개

촉진성 포도당 수송체인 GLUT3/SLC2A3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 포도당 수송 및 대사 연구용으로 사용됩니다. UniProt P11169.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GLUT3/SLC2A3 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
종	인간
유전자 ID	6515
면역원	인간 GLUT3/SLC2A3의 아미노산 207-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_008862.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P11169
단백질 무게	54kDa
배송	아이스팩