

Gm130 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

품목 번호: CM0002244



소개

인간 GM130(GOLGA2, Golgin-95)을 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 골지체 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GM130 Rabbit mAb
비고/별칭	GM130; DEDHMB
종	인간
GeneID (인간)	2801
GeneID	2801
면역원	합성 펩타이드 인간 GM130 (Q08379)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q08379
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백