


## Gmnن 토키 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - O75496

품목 번호: CM0028911



### 소개

인간 제미니(Geminin, GMNN)을 표적으로 하는 토키 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 DNA 복제 연구에서 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                        |
|------------|--------------------------|
| 제품명        | GMNN 토키 다클론 항체           |
| 비고/별칭      | Gem; MGORS6; GMNN        |
| 종          | 인간                       |
| 유전자ID (인간) | 51053                    |
| 유전자ID      | 51053                    |
| 면역원        | 재조합 단백질                  |
| 생산 기원      | 토키                       |
| 카테고리       | 다클론 항체                   |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트              |
| SWISS      | O75496                   |
| 단백질 분자량    | 24kDa                    |
| 배송 방법      | 아이스 팩                    |