

Wb, Ihc-P, Elisa용 Gna12 토끼 다클로날 항체(Pab) - Q03113

품목 번호: CM0018075



소개

GNA12(G protein subunit alpha 12)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원을 사용합니다. 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNA12 Rabbit pAb
비고/별칭	RMP; gep; NNX3; HGIM1; GNA12
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2768
GeneID	2768
면역원(Immunogen)	인간 GNA12 (NP_031379.2)의 아미노산 285-381을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q03113
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)