

Gna14 토끼 Pab - O95837

품목 번호: CM0015851

소개

인간 GNA14를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. G 단백질 결합 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNA14 토끼 pAb
비고/별칭	HGII; GNA14
종	인간
유전자 ID (인간)	9630
유전자 ID	9630
면역원	인간 GNA14 (NP_004288.1)의 아미노산 40-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95837
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백