


Wb, Ihc-P, Elisa용 Gnai2 Rabbit Mab - P04899

품목 번호: CM0002877



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 재조합 GNAI2 토끼 단일클론 항체. 아데닐산 사이클라제를 억제하는 G 단백질 서브유닛인 인간 및 쥐 GNAI2(40kDa)를 인식합니다. GPCR 신호 전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNAI2 Rabbit mAb
비고/별칭	GIP; HGIC; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2771
GeneID	2771
면역원	합성 펩타이드[인간 GNAI2 (P04899)의 아미노산 250-355 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P04899
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백