

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Gnas 토끼 다클로날 항체 - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

품목 번호: CM0024914

소개

GNAS를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플과 반응합니다. GNAS 관련 신호 전달 및 신경내분비 기능 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GNAS Rabbit pAb
비고/별칭	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2778
GeneID	2778
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic peptide)
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)	
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
단백질 분자량(Protein Weight)	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)