


Gne 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Y223

품목 번호: CM0002923



소개

인간 GNE(Q9Y223)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 분자량이 79 kDa인 시알산 생합성의 핵심 효소인 인간 및 쥐 GNE를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GNE 토끼 mAb
비고/별칭	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
종	인간
유전자ID (인간)	10020
유전자ID	10020
면역원	인간 GNE(Q9Y223)의 아미노산 623-722번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9Y223
단백질 분자량	79 kDa
배송 방식	아이스 팩