


Wb 및 Elisa용 GnRH1 토끼 다클로날 항체 - P01148

품목 번호: CM0026489



소개

이 인간 GnRH1(또한 LHRH, GRH로 알려짐)에 대한 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응하고 GnRH 매개 성선 자극 호르몬 분비 경로를 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GnRH1 토끼 pAb
비고/별칭	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2796
GeneID	2796
면역원	인간 GNRH1 (NP_001076580.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P01148
단백질 크기	10kDa
배송	아이스 백(Ice bag)