

Wb 및 Elisa용 Gns 토끼 다클로날 항체 - P15586

품목 번호: CM0025365

소개

인간 GNS (N-acetylglucosamine-6-sulfatase)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 당생물학 및 리소좀 저장병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GNS Rabbit pAb
비고/별칭	G6S; GNS
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2799
유전자 ID	2799
면역원(Immunogen)	인간 GNS (NP_002067.1)의 아미노산 293-552에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15586
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)