

Wb 및 Elisa용 Gp6 토끼 다클로날 항체 - Q9Hcn6

품목 번호: CM0023286



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 GP6 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 GP6를 인식합니다. 혈전증 및 지혈 연구에서 혈소판 당단백질 VI 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GP6 Rabbit pAb
비고/별칭	GPVI; GPVI; BDPLTII; GP6
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51206
유전자 ID	51206
면역원	합성 펩타이드 (인간 GP6 (NP_057447.5)의 아미노산 21-267 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9HCN6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 백(Ice bag)