


Gpam Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcl2

품목 번호: CM0026070



소개

인간 GPAM(글리세롤-3-인산 아실트랜스퍼라제 1, 미토콘드리아)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 가집니다. 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPAM Rabbit pAb
비고/별칭	GPAT; GPAT1; GPAM
종	인간
GeneID (Human)	57678
GeneID	57678
면역원	인간 GPAM (NP_001231878.1)의 아미노산 594-828에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9HCL2
단백질 분자량	94 kDa
배송	아이스백