

Wb, Elisa용 Gpr182 토끼 다클로날 항체 - O15218

품목 번호: CM0024148

소개

비정형 케모카인 청소 수용체인 GPR182 (ACKR5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와 교차 반응합니다. 케모카인 신호 전달 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPR182 토끼 pAb
비고/별칭	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
종	사람 (Human)
GeneID	11318
면역원	사람 GPR182 (NP_009195.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O15218
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)