

Gprin1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q7Z2K8

품목 번호: CM0021657

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합한 고품질 GPRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 신경돌기 성장 조절에 관여하는 단백질인 사람, 마우스 및 랫트 GPRIN1과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GPRIN1 Rabbit pAb
비고/별칭	GRIN1; GPRIN1
종	사람
GeneID (Human)	114787
GeneID	114787
면역원	사람 GPRIN1(NP_443131.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q7Z2K8
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백