

## Gps1 Rabbit Pab - Q13098

품목 번호: CM0025445



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증을 마친 GPS1 (CSN1/COPS1)에 대한 고품질 토끼

폴리클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 시그널로좀 연구에 적합합니다. 56kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GPS1 Rabbit pAb                                                   |
| 비고/별칭       | CSN1; SGN1; COPS1; GPS1                                           |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 2873                                                              |
| 유전자 ID      | 2873                                                              |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 GPS1 (NP_997657.1)의 아미노산 258-527 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질) |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q13098                                                            |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                             |
| 배송          | 아이스백                                                              |