

Granulin Rabbit Polymab® - P28799

품목 번호: CM0004096



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Anti-Granulin Rabbit Polymab®. 인간(Human), 마우스(Mouse)와 반응합니다. 인간 Granulin (PGRN, GP88)을 표적하는 재조합 단일클론 항체입니다. 리소좀 기능 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Granulin Rabbit Polymab®
비고/별칭	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2896
GeneID	2896
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Granulin (NP_002078.1)의 아미노산 494-593 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P28799
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)